

## Coelho Anti-Humano Cd116 Anticorpo Monoclonal Para Fc - P15509

Número do item: CM0011170



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD116 humano, a subunidade alfa do receptor de GM-CSF. Validado para citometria de fluxo para estudar a proliferação, diferenciação e sinalização de citocinas de células hematopoiéticas.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Coelho anti-Humano CD116 mAb                                                                                                                     |
| Observações/Apelido | GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha                    |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                           |
| GeneID (Humano)     | 1438                                                                                                                                             |
| GeneID              | 1438                                                                                                                                             |
| Imunógeno           | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-320 do CD116 humano (NP_006131.2). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                           |
| Aplicação           | FC                                                                                                                                               |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                                           |
| SWISS               | P15509                                                                                                                                           |
| Peso da Proteína    | 46kDa                                                                                                                                            |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                                                    |