

Mab De Coelho Anti-Humano Cd117/C-Kit Para Citometria De Fluxo - P10721

Número do item: CM0004440



introdução

mAb de Coelho anti-Humano CD117/c-Kit validado para citometria de fluxo (FC). Reconhece o CD117/c-Kit humano (SWISS P10721), uma receptor tirosina quinase crucial para a hematopoiese e manutenção de células-tronco. Ideal para pesquisa em hematologia e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Humano CD117/c-Kit
Observações/Apelido	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3815
Imunógeno	Proteína recombinante de fusão contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-520 do CD117/c-Kit humano (NP_000213.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P10721
Peso da Proteína	110kDa
Transporte	Saco de gelo