


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd117/C-Kit Para Citometria De Fluxo - P10721

Número do item: CM0012326



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao CD117/c-Kit humano, conjugado com para citometria de fluxo. Reconhece o domínio extracelular recombinante (aa 26-520). Reage com células humanas, sendo ideal para pesquisa de células-tronco hematopoiéticas e mastócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD117/c-Kit
Observações/Apelidos	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
Espécie	Humano
ID do Gene	3815
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 26-520 do CD117/c-Kit humano (NP_000213.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P10721
Peso da Proteína	110 kDa
Envio	Bolsa de gelo