

## Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd119/Ifngr1 Para Fc - P15260

Número do item: CM0008019



### introdução

Anticorpo monoclonal Coelho anti-Humano CD119/IFNGR1 para citometria de fluxo (FC). Específico para o receptor 1 do interferon gama humano, um regulador imunológico chave. Adequado para estudos de antivirais, antitumorais e doenças infecciosas.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb Coelho anti-Humano CD119/IFNGR1                                                                                                         |
| Observações/Apelido | IFNGR1; CD119; IFNGR; IMD27A; IMD27B; interferon gamma receptor 1                                                                           |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                      |
| ID do Gene (Humano) | 3459                                                                                                                                        |
| ID do Gene          | 3459                                                                                                                                        |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-245 da proteína humana CD119/IFNGR1. (NP_000407.1). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                      |
| Aplicação           | FC                                                                                                                                          |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                                      |
| SWISS               | P15260                                                                                                                                      |
| Peso da Proteína    | 21kDa/54kDa                                                                                                                                 |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                                |