

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd119/Ifngr1 Para Citometria De Fluxo (Fc) - P15260

Número do item: CM0010405



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD119/IFNGR1 humano. Desenvolvido para citometria de fluxo (FC) e validado utilizando imunógeno de proteína recombinante. Matéria-prima para IVD de uso exclusivo em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-humano CD119/IFNGR1
Observações/Apelidos	IFNGR1; CD119; IFNGR; IMD27A; IMD27B; receptor 1 do interferon gama
Espécie	Humano
ID do gene	3459
Imunógeno	Proteína recombinante de CD119/IFNGR1 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P15260
Peso da proteína	21 kDa/54 kDa
Envio	Bolsa de gelo