

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd119/Ifngr1 Para Citometria De Fluxo - P15260

Número do item: CM0012193



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD119/IFNGR1 conjugado com para citometria de fluxo (FC). Desenvolvido contra o domínio extracelular AA 18-245; ideal para o estudo de respostas imunes mediadas pelo receptor de interferon gama. - P15260

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-humano CD119/IFNGR1
Observações/alias	CD119; IFNGR; IMD27A; IMD27B
Espécie	Humana
GeneID (humano)	3459
GeneID	3459
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-245 do CD119/IFNGR1 humano. (NP_000407.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P15260
Peso da proteína	21kDa/54kDa
Transporte	Bolsa de gelo