


Mab Coelho Anti-Humano Cd11A Para Fc - P20701

Número do item: CM0004945



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD11a conjugado com de alta qualidade para citometria de fluxo (FC). Reconhece a cadeia alfa do LFA-1 (integrina alfa-L), um receptor de adesão leucocitária chave. Adequado para amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD11a
Observações/Alias	CD11A; LFA-1; LFA1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3683
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-340 do CD11a humano (NP_002200.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P20701
Peso da Proteína	118kDa/129kDa/134kDa
Transporte	Bolsa de gelo