

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd11A Humano Mab - P20701

Número do item: CM0004483



introdução

Anticorpo monoclonal de Coelho anti-CD11a Humano para citometria de fluxo. Tem como alvo a integrina alfa-L (LFA-1), um receptor de adesão leucocitária envolvido nas interações de células imunes. Reage com amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de Coelho anti-CD11a Humano mAb
Observações/Apelido	CD11A; LFA-1; LFA1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3683
GeneID	3683
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-340 do CD11a humano (NP_002200.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P20701
Peso Proteico	118kDa/129kDa/134kDa
Envio	Em saco de gelo