

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd11A Para Fc - P20701

Número do item: CM0004527



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD11a humano (ITGAL, LFA-1) validado para citometria de fluxo. Adequado para estudos de adesão leucocitária, sinapse imune e atividade citolítica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD11a
Observações/Apêndice	CD11A; LFA-1; LFA1A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3683
ID do Gene	3683
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-340 do CD11a humano (NP_002200.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P20701
Peso Proteico	118kDa/129kDa/134kDa
Envio	Saco de gelo