


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd120B/Tnfrsf1B Humano Para Fc - P20333

Número do item: CM0006095



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra CD120b/TNFRSF1B humano (TNF-R2/p75). Validado para citometria de fluxo, adequado para o estudo da sinalização do TNF, apoptose e regulação metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD120b/TNFRSF1B humano
Observações/Alcunhas	p75; TBPII; TNFBR; TNFR2; CD120b; TNFR1B; TNFR80; TNF-R75; p75TNFR; TNF-R-II
Espécie	Humana
GeneID (humano)	7133
GeneID	7133
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-257 do CD120b/TNFRSF1B humano (NP_001057.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P20333
Peso da proteína	28kDa/48kDa
Envio	Bolsa de gelo