

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd131 Humano Para Fc - P32927

Número do item: CM0011672



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra CD131 humano (CSF2RB/IL3RB/IL5RB), a subunidade beta comum dos receptores de IL-3, IL-5 e GM-CSF. Validado para citometria de fluxo (FC). Ideal para pesquisas sobre hematopoiese e sinalização de citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD131 humano
Observações/Apelidos	CD131; IL3RB; IL5RB; SMDP5; CDw131; betaGMR
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1439
GeneID	1439
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-443 do CD131 humano (NP_000386.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P32927
Peso da proteína	97 kDa
Envio	Bolsa de gelo