

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd131 Humano Para Citometria De Fluxo - P32927

Número do item: CM0008007



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD131 humano (CSF2RB), validado para citometria de fluxo. Tem como alvo a subunidade beta comum dos receptores de IL-3/IL-5/GM-CSF.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD131 humano                                                                          |
| Observações/alias   | CD131; IL3RB; IL5RB; SMDP5; CDw131; betaGMR                                                                               |
| Espécie             | Humana                                                                                                                    |
| ID do gene (humano) | 1439                                                                                                                      |
| ID do gene          | 1439                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-443 do CD131 humano (NP_000386.1) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos monoclonais                                                                                                    |
| Aplicação           | FC                                                                                                                        |
| Reatividade cruzada | Humana                                                                                                                    |
| SWISS               | P32927                                                                                                                    |
| Peso da proteína    | 97 kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                             |