


## Mab Coelho Anti-Humano Cd134/Ox40 Para Cf - P43489

Número do item: CM0007860



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CD134/OX40 humano (TNFRSF4). Desenvolvido para citometria de fluxo (CF) em pesquisas de ativação de linfócitos T e imunoterapia. Específico para CD134 humano.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | mAb Coelho anti-Humano CD134/OX40                                                                                               |
| Observações/Alias          | OX40; ACT35; CD134; IMD16; TXGP1L                                                                                               |
| Espécie                    | Humano                                                                                                                          |
| GeneID (Humano)            | 7293                                                                                                                            |
| Imunógeno                  | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-216 da CD134/OX40 humana (NP_003318.1). |
| Origem                     | Coelho                                                                                                                          |
| Categoria                  | Anticorpos Monoclonais                                                                                                          |
| Aplicação                  | CF                                                                                                                              |
| Reatividade Cruzada        | Humano                                                                                                                          |
| SWISS                      | P43489                                                                                                                          |
| Peso Molecular da Proteína | 29 kDa                                                                                                                          |
| Envio                      | Bolsa de gelo                                                                                                                   |