

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd138 Humano (Syndecan-1) Para Citometria De Fluxo - P18827

Número do item: CM0009030



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado contra CD138/Syndecan-1 humano (SDC1), validado para citometria de fluxo. O imunógeno recombinante (aa 23-251) garante alta especificidade para pesquisas com exossomos e biomarcadores de câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD138 humano
Observações/Apelido	SDC; CD138; SYND1; sindecano
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6382
GeneID	6382
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-251 do CD138 humano (NP_002988.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P18827
Peso da proteína	32 kDa
Transporte	Bolsa de gelo