

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd138/Sindecana-1 Para Citometria De Fluxo - P18827

Número do item: CM0011364



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado à CD138 humana (Sindecana-1) para citometria de fluxo. Específico para a sindecana-1 humana, uma proteoglicana transmembrana envolvida na biogênese de exossomos e no desenvolvimento dentário. Ideal para pesquisa em câncer e exossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD138/Sindecana-1
Observações/Apelido	SDC; CD138; SYND1; sindecana
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6382
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-251 da CD138/Sindecana-1 humana (NP_002988.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Citometria de Fluxo (FC)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P18827
Peso Proteico	32kDa
Transporte	Saco de gelo