

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd138/Sindecano-1 Humano Para Citometria De Fluxo - P18827

Número do item: CM0009197



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra CD138 humano (sindecano-1). Validado para citometria de fluxo. Ideal para detectar a expressão de CD138 em plasmócitos, estudos de exossomos e pesquisas sobre proteoglicanos de membrana. Apresenta reatividade cruzada com humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD138 Humano
Observações/Alias	SDC; CD138; SYND1; sindecano
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6382
ID do Gene	6382
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-251 do CD138 humano (NP_002988.4).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P18827
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Bolsa de gelo