

## Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd13/Anpep Conjugado Para Citometria De Fluxo - P15144

Número do item: CM0005667



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD13/ANPEP conjugado com , validado para citometria de fluxo. CD13/ANPEP é uma aminopeptidase envolvida na digestão de peptídeos e um receptor para HCoV-229E. Ideal para pesquisa em imunologia e doenças infecciosas.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD13/ANPEP                                                                                                   |
| Observações/Apelido        | APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150                                                                                                 |
| Espécie                    | Humano                                                                                                                                               |
| GeneID (humano)            | 290                                                                                                                                                  |
| Imunógeno                  | Proteína recombinante/Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 69-967 do CD13/ANPEP humano (NP_001141.2) |
| Fonte                      | Coelho                                                                                                                                               |
| Categoria                  | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                               |
| Aplicação                  | CF (Citometria de Fluxo)                                                                                                                             |
| Reatividade Cruzada        | Humano                                                                                                                                               |
| SWISS                      | P15144                                                                                                                                               |
| Peso Molecular da Proteína | 110 kDa                                                                                                                                              |
| Envio                      | Em saco de gelo                                                                                                                                      |