

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd13/Anpep Para Citometria De Fluxo - P15144

Número do item: CM0005755



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CD13/ANPEP humano para citometria de fluxo. Detecta a aminopeptidase N de superfície celular em leucócitos e células tumorais. Reatividade humana, 110kDa. Confiável para imunofenotipagem.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD13/ANPEP
Observações/Alíase	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Espécie	Humano
GeneID (humano)	290
GeneID	290
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 69-967 do CD13/ANPEP humano (NP_001141.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P15144
Peso Proteico	110kDa
Envio	Bolsa de gelo