

Anticorpo Monoclonal Cojugado Coelho Anti-Humano Cd13/Anpep Para Citometria De Fluxo - P15144

Número do item: CM0009788



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade conjugado a , direcionado ao CD13/ANPEP humano, validado para citometria de fluxo (FC). Imunogênio de proteína recombinante abrangendo os aminoácidos 69-967. Reconhece a conformação nativa na superfície celular. Adequado para imunofenotipagem e pesquisa diagnóstica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal (mAb) Coelho anti-Humano CD13/ANPEP
Observações/Apelido	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	290
GeneID	290
Imunogênio	Proteína recombinante/Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 69-967 do CD13/ANPEP humano (NP_001141.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P15144
Peso Molecular da Proteína	110kDa
Transporte	Saco de gelo