

Coelho Anti-Humano Cd13/Anpep Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo - P15144

Número do item: CM0004909



introdução

Anticorpo monoclonal Coelho anti-Humano CD13/ANPEP para citometria de fluxo, visando a aminopeptidase N de 110 kDa (CD13) expressa em células humanas. Adequado para pesquisas sobre angiogênese, câncer e infecção viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD13/ANPEP mAb
Observações/Apelido	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	290
ID do Gene	290
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P15144
Peso da Proteína	110kDa
Envio	Saco de gelo