

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd140B/Pdgfrβ Humano Para Citometria De Fluxo - P09619

Número do item: CM0009433



introdução

Anticorpo monoclonal conjugado ao , validado para a detecção por citometria de fluxo de CD140b/PDGFRβ humano. Adequado para o estudo do receptor beta do fator de crescimento derivado de plaquetas em pesquisas sobre proliferação celular, desenvolvimento vascular e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD140b/PDGFRβ humano
Observações/alias	PDGFRB; CD140B; IBGC4; IMF1; JTK12; KOGS; PDGFR; PDGFR-1; PDGFR1; PENTT; receptor beta do fator de crescimento derivado de plaquetas
Espécie	Humano
GeneID	5159
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-530 de CD140b/PDGFRB humano (NP_002600.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P09619
Peso da proteína	37kDa/123kDa
Envio	Bolsa de gelo