


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd141/Trombomodulina Para Fc - P07204

Número do item: CM0010665



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado direcionado ao CD141/Trombomodulina humano (SWISS P07204). Desenhado para a detecção por citometria de fluxo (FC) da trombomodulina, um receptor endotelial que regula a coagulação, fibrinólise e inflamação. Validado para amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD141/Trombomodulina mAb
Observações/Apelido	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7056
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-515 do CD141/Trombomodulina humano (NP_000352.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P07204
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco de gelo