


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd141/Trombomodulina Para Citometria De Fluxo - P07204

Número do item: CM0008125



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CD141/Trombomodulina humana. Validado para citometria de fluxo, adequado para estudos de hemostasia, coagulação e inflamação em células endoteliais. Matéria-prima diagnóstica para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD141/Trombomodulina
Observações/Alias	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7056
ID do Gene	7056
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-515 da CD141/Trombomodulina humana (NP_000352.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P07204
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Bolsa de gelo