

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd142 Humano Para Citometria De Fluxo - P13726

Número do item: CM0012492



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao Fator Tecidual/CD142 humano, validado para citometria de fluxo (FC). Detecta uma proteína de membrana de 33kDa essencial para a coagulação. Ideal para pesquisa em hemostasia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD142 Humano
Observações/Apelido	TF; TFA; CD142
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2152
ID do Gene	2152
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 34-251 do CD142 humano (NP_001984.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13726
Peso Proteico	33kDa
Envio	Bolsa de gelo