


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-CD142 Humano Conjugado A Para Citometria De Fluxo - P13726

Número do item: CM0009658



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD142 Humano conjugado a para aplicação em citometria de fluxo (FC). Ideal para pesquisa de fator de coagulação III/fator tecidual; conjugado para detecção direta. Reatividade humana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal (mAb) Coelho anti-CD142 Humano
Observações/Apelido	FT; TFA; CD142
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2152
GeneID	2152
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 34-251 do CD142 humano (NP_001984.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13726
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo