

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd142 Humano Para Citometria De Fluxo - P13726

Número do item: CM0009108



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade conjugado com contra CD142 humano (Fator Tecidual/TF), validado para citometria de fluxo. Reage com amostras humanas. Adequado para pesquisas de coagulação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD142 humano
Observações/Apelidos	TF; TFA; CD142
Espécie	Humana
GeneID	2152
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 34-251 do CD142 humano (NP_001984.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P13726
Peso da proteína	33 kDa
Transporte	Bolsa de gelo