

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd142 (Fator Tecidual/Tf) Para Citometria De Fluxo - P13726

Número do item: CM0008704



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD142 humano (Fator Tecidual, TF), conjugado com , validado para Citometria de Fluxo. Ideal para investigar coagulação, hemostase e expressão de TF em células humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD142 mAb
Observações/Apelido	TF; TFA; CD142
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2152
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 34-251 do CD142 humano (NP_001984.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13726
Peso Proteico	33kDa

Envio