

Mab Coelho Anti-Humano Cd144/Ve Cadherina Para Fc - P33151

Número do item: CM0006046

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-VE-cadherina (CD144) humana, clone 7B4, validado para citometria de fluxo. Adequado para estudos de adesão de células endoteliais, biologia vascular e pesquisa de junções celulares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb coelho anti-humano CD144/VE Cadherina
Observações/Alias	7B4; CD144
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1003
GeneID	1003
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 48-593 da CD144/VE Cadherina humana (NP_001786.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P33151
Peso da Proteína	88kDa
Envio	Bolsa de gelo