

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd144/Ve-Caderina Humana Para Fc - P33151

Número do item: CM0007756

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD144/VE-caderina humana para citometria de fluxo. Validado em amostras humanas; adequado para o estudo da adesão endotelial e da angiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD144/VE-Caderina Humana
Observações/Apelido	7B4; CD144
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1003
GeneID	1003
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 48-593 da CD144/VE-Caderina humana (NP_001786.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P33151
Peso da Proteína	88 kDa
Transporte	Bolsa de gelo