


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd146 Para Fc - P43121

Número do item: CM0008643



introdução

Anticorpo monoclonal Coelho anti-Humano CD146 para citometria de fluxo (FC). Validado para CD146/MUC18 humano. Adequado para estudos de adesão celular, metástase de melanoma e biologia endotelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD146
Observações/Apelidos	MCAM; CD146; MUC18; glicoproteína de superfície celular MUC18
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4162
GeneID	4162
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-559 do CD146 humano (NP_006491.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P43121
Peso Molecular da Proteína	57kDa/71kDa
Envio	Bolsa de gelo