


Coelho Anti-Humano Cd146 Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo - P43121

Número do item: CM0012682



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD146 humano (MUC18/MCAM) para citometria de fluxo. Validado para amostras humanas; visa uma molécula de adesão celular envolvida na metástase de melanoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD146 mAb
Observações/Apelido	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MeICAM
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4162
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-559 do CD146 humano (NP_006491.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P43121
Peso da Proteína	57kDa/72kDa
Envio	Saco de gelo