

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd150/Slam Para Fc - Q13291

Número do item: CM0011948



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD150/SLAM humano, validado para citometria de fluxo. Tem como alvo o domínio extracelular da molécula de ativação linfocítica de sinalização; ideal para estudos imunológicos de células T, células B e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD150/SLAM
Observações/Alias	SLAM; CD150; CDw150
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6504
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-237 do CD150/SLAM humano (NP_003028.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13291
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Saco de gelo