

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd150/Slam Conjugado Para Fc - Q13291

Número do item: CM0008995



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD150/SLAM humano. Validado para aplicações de citometria de fluxo. Adequado para perfilamento de células imunes e estudos de sinalização SLAMF1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD150/SLAM
Observações/Apelido	SLAM; CD150; CDw150
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6504
GeneID	6504
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-237 do CD150 humano (NP_003028.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13291
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de gelo