

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd150/Slam Conjugado Com Para Citometria De Fluxo - Q13291

Número do item: CM0010562



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , específico para CD150/SLAM humano (SLAMF1), validado para citometria de fluxo. Direciona-se à molécula de ativação linfocitária sinalizadora envolvida na regulação de células imunes e na interação hospedeiro-patógeno.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Humano CD150/SLAM conjugado com
Observações/Apelido	SLAM; CD150; CDw150
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6504
ID do Gene	6504
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-237 do CD150 humano (NP_003028.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13291
Peso Proteico	37kDa
Envio	Em saco de gelo