

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd152/Ctla-4 Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P16410

Número do item: CM0005781



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CTLA-4 (CD152) humano. Para citometria de fluxo intracelular. Validado em amostras humanas. É um alvo de inibidor de ponto de controle imunológico, fundamental para a pesquisa de regulação de linfócitos T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhe
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD152/CTLA-4
Observações/Apelidos	CD; GSE; GRD4; ALP55; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3
Espécie	Humano
GeneID	1493
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 37-162 do CD152/CTLA-4 humano (NP_005205.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P16410
Peso Proteico	25kDa
Envio	Saco de gelo