


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd157/Bst-1 Para Fc - Q10588

Número do item: CM0009617



introdução

Anticorpo monoclonal de Coelho anti-Humano CD157/BST-1 validado para citometria de fluxo. Tem como alvo o CD157/BST-1 humano (SWISS Q10588), uma ADP-ribosil ciclase/cíclico ADP-ribose hidrolase ancorada em GPI envolvida na sinalização de cálcio e no crescimento de células pré-B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de Coelho anti-Humano CD157/BST-1
Observações/Apelido	CD157; cADPR2; BST1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	683
ID do Gene	683
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-292 do CD157/BST-1 humano (NP_004325.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q10588
Peso Proteico	36kDa/29kDa
Envio	Em saco de gelo