


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd157/Bst-1 Conjugado A Para Citometria De Fluxo - Q10588

Número do item: CM0010958



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a direcionado ao CD157/BST-1 humano. Validado para citometria de fluxo, reage com humano. Ideal para estudar o CD157/BST-1 na sinalização de cálcio e no crescimento de pré-células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-Humano CD157/BST-1 conjugado a
Observações/Apelido	CD157; cADPR2; BST1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	683
GeneID	683
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-292 do CD157/BST-1 humano (NP_004325.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q10588
Peso Proteico	36kDa/29kDa
Envio	Bolsa de gelo