

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd158 (Kir2DI1/S1/S2/S3/S5) Para Citometria De Fluxo - Q14954 / Q14953 / Q14952 / P43631 / P43626

Número do item: CM0011072

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com de alta qualidade, direcionado ao CD158 humano (KIR2DL1/S1/S2/S3/S5) para citometria de fluxo. Validado para amostras humanas, este anticorpo permite uma análise precisa de receptores de células NK em pesquisas de imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Humano CD158 (KIR2DL1/S1/S2/S3/S5)
Observações/Apelido	NKAT9; CD158G□ CD158A□ NKAT1; CD158H; CD158J; NKAT5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3810/3808/3806/3802/100132285
GeneID	3810/3808/3806/3802/100132285
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-245 do CD158 humano (NP_055327.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q14954/Q14953/Q14952/P43631/P43626
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco de gelo