

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd158A/Kir2DL1 Para Citometria De Fluxo - P43626

Número do item: CM0004926



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado ao CD158a/KIR2DL1 humano, validado para citometria de fluxo. Ideal para estudos de receptores de células NK e perfilagem imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD158a/KIR2DL1 mAb
Observações/Apelido	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3802
GeneID	3802
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-245 do CD158a/KIR2DL1 humano (NP_055033.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P43626
Peso Proteico	38kDa/41kDa
Envio	Saco de gelo