

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd161 Para Cf - Q12918

Número do item: CM0009473



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com específico para CD161 humano (KLRB1, NKR-P1A). Validado para aplicações de citometria de fluxo; adequado para imunofenotipagem de células NK, subconjuntos de células T e ensaios funcionais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD161
Observações/Alias	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKR-P1A; hNKR-P1A; KLRB1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3820
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 67-225 do CD161 humano (NP_002249.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q12918
Peso da Proteína	25kDa
Transporte	Bolsa de gelo