

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd161 Para Citometria De Fluxo - Q12918

Número do item: CM0005577



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CD161 humano (KLRB1, NKR-P1A). Validado para citometria de fluxo (FC). Ideal para detectar células NK e células T de memória em amostras de sangue periférico e tecidos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD161 mAb
Observações/Pseudônimo	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKR-P1A; hNKR-P1A; KLRB1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3820
ID do Gene	3820
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 67-225 do CD161 humano (NP_002249.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q12918
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco de gelo