

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd161 Para Citometria De Fluxo - Q12918

Número do item: CM0004114



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD161 humano (KLRB1, NKR-P1A) para citometria de fluxo. Específico para amostras humanas, detecta um receptor de membrana de 25 kDa envolvido na inibição de células NK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD161
Observações/Apelidos	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKRP1A; NKR-P1A; hNKR-P1A; KLRB1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3820
ID do Gene	3820
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 67-225 do CD161 humano (NP_002249.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q12918
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Bolsa de gelo