


Mab Coelho Anti-Humano Cd162/Psgl-1 Para Fc - Q14242

Número do item: CM0004894



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD162/PSGL-1 humano para citometria de fluxo. Tem como alvo a molécula de adesão leucocitária crítica na inflamação e na entrada viral. Adequado para pesquisa em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Human CD162/PSGL-1 mAb
Observações/Apelidos	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6404
GeneID	6404
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 42-295 do CD162/PSGL-1 humano (NP_002997.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q14242
Peso da Proteína	43kDa/44kDa
Transporte	Bolsa de gelo