

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd162/Psgl-1 Para Citometria De Fluxo - Q14242

Número do item: CM0003998



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD162/PSGL-1 humano, um ligante de selectinas. Validado para citometria de fluxo (CF) em leucócitos humanos. Ideal para pesquisa em imunologia e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD162/PSGL-1
Observações/Alias	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6404
GeneID	6404
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 42-295 do CD162/PSGL-1 humano (NP_002997.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q14242
Peso da Proteína	43kDa/44kDa
Envio	Bolsa de gelo