


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd166/Alcam Para Fc - Q13740

Número do item: CM0008976



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com de alta qualidade contra CD166/ALCAM humano. Validado para citometria de fluxo (FC). Ideal para pesquisa de ativação de células T, adesão celular e células-tronco hematopoiéticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD166/ALCAM
Observações/Alias	ALCAM; CD166; MEMD; antígeno CD166
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	214
ID do Gene	214
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13740
Peso da Proteína	15kDa/33kDa/63kDa/65kDa
Envio	Bolsa de gelo