


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd166/Alcam Humano Para Citometria De Fluxo - Q13740

Número do item: CM0009334



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , específico para CD166/ALCAM humano (UniProt Q13740), desenvolvido para citometria de fluxo. O CD166 medeia a adesão celular, a ativação de células T e o enxerto de células-tronco hematopoiéticas. Ideal para pesquisas em imunologia e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-CD166/ALCAM Humano
Observações/Apelido	MEMD; CD166
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	214
GeneID	214
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-526 do CD166/ALCAM humano (NP_001618.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13740
Peso da Proteína	15 kDa/33 kDa/63 kDa/65 kDa
Transporte	Bolsa de gelo