

Mab De Coelho Anti-Cd16B Humano Para Fc - 075015

Número do item: CM0008051



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra o CD16b humano (FCGR3B).

Desenvolvido para citometria de fluxo, detecta o receptor Fc de IgG de baixa afinidade em neutrófilos. Útil para pesquisa em imunologia e complexos imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD16b humano
Observações/Alias	CD16, CD16-I, CD16b, FCG3, FCGR3, FCGR3B, FCR-10, FCRIII, FCRIIIb
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2215
GeneID	2215
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-208 do CD16b humano (NP_000561.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	075015
Peso da Proteína	26KDa
Transporte	Bolsa de gelo