

Coelho Anti-Humano Cd16B Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo - O75015

Número do item: CM0009097



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD16b humano (FcγRIIIb) para citometria de fluxo. Receptor Fc de baixa afinidade para IgG expresso em neutrófilos; adequado para estudos de complexos imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD16b mAb
Observações/Apelido	CD16, CD16-I, CD16b, FCG3, FCGR3, FCGR3B, FCR-10, FCRIII, FCRIIIb
Espécie	Humano
ID do Gene	2215
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-208 do CD16b humano (NP_000561.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O75015
Peso da Proteína	26KDa
Envio	Saco de gelo