


Mab Coelho Anti-Humano Cd170/Siglec-5 Para Fc - O15389

Número do item: CM0011369



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CD170/Siglec-5 humano, validado para citometria de fluxo. Detecta a lectina 5 do tipo Ig de ligação ao ácido siálico, uma molécula de adesão em células mieloides. Adequado para estudos de imunofenotipagem.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb coelho anti-Humano CD170/Siglec-5
Observações/Alias	CD170, OBBP2, CD33L2, OB-BP2, SIGLEC-5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8778
GeneID	8778
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-434 da proteína humana CD170/Siglec-5 (NP_003821.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O15389
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Bolsa de gelo