


Coelho Anti-Humano Cd170/Siglec-5 Mac Para Citometria De Fluxo - O15389

Número do item: CM0007920



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CD170/Siglec-5 humano para citometria de fluxo. Adequado para estudos de células mieloides; reage cruzadamente com humano. UniProt: O15389.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD170/Siglec-5 mAc
Observações/Apelido	CD170; OBBP2; CD33L2; OB-BP2; SIGLEC-5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8778
GeneID	8778
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-434 do CD170/Siglec-5 humano (NP_003821.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O15389
Peso Proteico	61kDa
Envio	Saco de gelo